

**Balang Kaca Apoteker Cat Metalik 18oz dalam Emas, Perak, Tembaga, Hitam**



|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombor Item            | Kapasiti Pengisian 18oz<br>D99xH131mm<br>Gelas soda limau<br>Cat Metalik Emas, Perak, Tembaga, Hitam<br>Pas Ujian FDA/Cali 65 Pro<br>Lulus Ujian Plumbum dan Kadmium<br>Pas Ujian ASTM(Annealing and Thermal Shock). |
| Contoh masa utama      | 7-10 hari untuk acuan sedia ada, 25 hari untuk acuan baru                                                                                                                                                            |
| MOQ                    | 30,000pcs untuk kaca jernih, 3000pcs untuk hiasan                                                                                                                                                                    |
| Pembungkusan           | 24/48pcs dalam kotak kadbod dengan pemisah pembahagi kertas                                                                                                                                                          |
| Masa utama pengeluaran | 35-45 hari selepas pesanan disahkan                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Terma pembayaran | 30% deposit terlebih dahulu, 70% berdasarkan salinan bil muatan |
| penghantaran     | Melalui laut, melalui udara, dengan kereta api                  |

#### Maklumat produk

1. Mesin IS ini dibuat balang kaca apotekar.
2. Hiasan adalah cat logam pada kaca, ia boleh lulus ujian pita penetasan silang dan ujian minyak, cat jenis ini juga dipanggil cat rupa satin, ia menjadikan kaca kelihatan elegan dan mewah.
3. warna tersuai boleh didapati dan flexible pada kuantiti.







Balang kaca apoteker ini sangat popular sebagai balang lilin, balang dapur, balang gula-gula dan sebagainya, kami mempunyai kelengkapan seperti penutup gelembung kaca, penutup kayu, penutup logam untuk menyesuaikan. Ia sama dengan balang apoteker Yankee tetapi dihasilkan dalam kraf yang berbeza, balang Yankee dibuat dengan ditiup mesin supaya ia sangat ringan dan nipis dan lebih mudah pecah semasa dalam transit, tetapi balang kami dibuat oleh mesin IS supaya ia lebih berat dan tebal dan lebih selamat semasa dalam penghantaran kepada pelanggan apa lagi, MOQ kami adalah lebih rendah daripada yang dibuat di kilang kaca Cupwind [kilang balang kaca apotekar hitam metalik china](#), ia sangat besar dan terkenal di China kerana kami menghasilkan cermin mata untuk 10 Jenama Baijiu teratas di China seperti Moutai, jenama Baijiu yang terkenal di dunia. Berkenaan dengan balang apotek ini, kami boleh menghasilkan 60,000pcs sehari dengan hiasan. Kami mempunyai relau menyimpan 90 tan bahan mentah sehari.

## Mengenai Kaedah Pengujian

Cupwind mempunyai mesin ujian dalam talian untuk melakukan ujian ASTM untuk kaca pemegang lilin silinder, sebagai kaca pemegang lilin, ujian ASTM diperlukan untuk sebarang pesanan kecil atau besar. Kami memberi tumpuan kepada keselamatan kaca pemegang lilin dengan serius, kami mempunyai peralatan ujian yang sama berbanding dengan makmal pihak ketiga.



**Barisan Pengeluaran Balang Lilin Cupwind**



**Foto Kilang Cupwind**




**Gambar pejabat cupwind**



### **Pembungkusan daripada Balang Kaca Apoteker**

Kami akan mengetahui kaedah pembungkusan yang sesuai mengikut produk saiz yang berbeza, untuk kaca lilin percetakan decal stamping panas ini, kami akan membungkusnya dalam kotak kadbod dengan pembahagi kertas seperti dalam 48pcs/72pcs.

Memuatkan dengan palet kayu yang lebih selamat dan lebih cekap, pada akhirnya, kita akan mempunyai jaring kapas di tempat pembukaan pintu untuk menghalangnya daripada jatuh.



## S&J

### S1: Apakah masa utama sampel Cupwind?

A1: Biasanya ia 7-10 hari, 25 hari untuk sampel acuan baru.

### S2: Apakah kos sampel Cupwind?

J2: Ia percuma untuk cermin mata dicat, caj untuk reka bentuk edisi baharu dari USD50-1200.

### S3: Apakah masa utama pengeluaran Cupwind?

A1: Ia 35-50 hari untuk cermin mata hiasan yang berbeza.

### S4: Apakah kaedah pembayaran Cupwind?

A1: Deposit 30%, 70% berdasarkan salinan B/L atau 100% L/C yang kelihatan.

### S5: Apakah incomterms yang Cupwind terima?

A5: Pada asasnya kami menawarkan harga FOB, dan kami ingin menawarkan inkoterm yang berbeza ke bahagian dunia yang berbeza

### S6: Adakah anda mampu mereka bentuk produk baharu yang berkaitan dengan industri anda?

J6: Ya, itulah yang kami mahir, kami bukan sahaja mempunyai pereka kreatif di China, tetapi juga bekerjasama dengan pereka di luar negara untuk mengusahakan produk inovatif di seluruh dunia.

### S7: Bagaimanakah Cupwind menjamin kualiti?

A7: Untuk memastikan pengeluaran besar-besaran dalam kualiti yang konsisten, orang QC Cupwind memeriksa kepingan kaca demi kepingan bermula dari kaca jernih hingga kaca berhias. Dengan cara ini, ia mengurangkan kecacatan secara maksimum, kami tidak mempunyai kemalangan kualiti setakat ini.

